

スムーディ〈トイレ用〉

パナソニック **A B C D E**

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
片手すり	XPN-L80833	759555	00980-000432
両手すり	XPN-L80832	759560	00980-000431

- 寸法: 幅70×奥行50cm
- ベース厚さ: 1.2cm
- 高さ: 55~70cm (2.5cm刻み 7段階)
- 重量: 片手/12.8kg、両手/15.3kg

- <材質>
- ひじ掛け・支柱カラー: ポリプロピレン
  - ベース・上支柱・下支柱: スチール
  - ベースカバー・穴ふさぎ・支柱カバー: エラストマー

清潔・安心、消臭剤入り  
樹脂製ベースカバー

スムーディ



最小55cm  
(小柄・円背のケース)

最大70cm  
(大柄なケース)



袖リモコン操作やトイレ横の掃除がしやすい支柱カーブ

汚れも拭けて清潔

つまずき、すべりに配慮

〈片手すり〉



〈両手すり〉



フィットレストII

バラマウントベッド **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
KQ-321	758870	00170-000961

- 寸法: 幅69~72 (無段階) × 奥行55cm
- 高さ: 55~70cm (3cm刻み 6段階)
- 重量: 13kg ● 最大使用者体重: 100kg

- <材質>
- アームレスト: 発泡ウレタン
  - 脚: ポリプロピレン
  - フレーム: スチール製 (電着・粉体塗装仕上げ)
  - 連結アーム: スチール (電着・粉体塗装仕上げ)
  - アジャスター: スチレンゴム
  - ノブボルト: ABS樹脂、ステンレス

PCS  
オリジナル

- **使いやすい**  
様々な使い方に対応するアームレスト
- **移乗しやすい**  
アームレストのスライド調節とはねあげが可能
- **設置しやすい**  
工具不要で、前側からの固定が可能



Fit rest II  
フィットレストII



アットグリップ トイレサポート

アロン化成 **A B C D E**

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
片側はねあげタイプ	H-S	759285	00221-000577
両側はねあげタイプ	H-T	759290	00221-000578

- サイズ: 幅66×奥行47×高さ56~65cm
- 重量: H-S/約11.8kg、H-T/約14.6kg

- <材質>
- 木製ひじ掛け: ラバーウッド無垢材
  - 支柱・ベースプレート: スチール
  - 支柱カバー: ポリエチレン
  - 専用マット: ポリエステル・ポリウレタン

どんな便器にも、  
トイレ環境にも置ける  
「置くだけ」タイプ



横からのアプローチに便利な  
はね上げひじ掛け

〈H-S〉



〈H-T〉



床面調整シートでプレートの横滑りを防止。従来よりも設置可能なトイレが増えます。



床面調整シート

商品コード	219557
型式	533-069
希望小売価格	2,970円(税込)



as human, for human  
PARAMOUNT BED

PCS  
オリジナル

必要なところに設置できる  
据え置き型手すり  
**プライディ**


あなたの  
「できる」に  
応えます。




ベッドに取りつけるときには、ベッド用アームが付属する KZ-141002 を推奨します。

手のひらで  
押しやすい

つかみやすい3段グリップで立ち上りをサポート  
グリップがすべりにくいようにポリウレタンのコーティングを施し、1段目と2段目・3段目の形状をそれぞれの使い方に合うように工夫しています。グリップの高さは用途に合わせて70~85cm(2.5cm間隔、7段階)で調節できます。



指がかりがよく  
つかみやすい




グリップのコーナー部には蓄光素材を取りつけて夜間でも認識しやすいように配慮。

足もとの  
出代が少ない

安定性の高いベースで足もとすっきり

ベースプレートはしっかりとした安定性を確保しながら、ベッドなどに差し込んだ際にはみ出す部分を少なくして、足もとの邪魔になりにくいように配慮しています。



ベッドなどからはみ出す部分はわずか14cm



据え置き型手すり プライディ パラマウントベッド

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KZ-141001	759575	00170-001662

〈据え置き型手すり プライディ ベッド用アーム付〉

型式	TAISコード
KZ-141002	00170-001663

型式	商品コード
ベッド用アーム	PN-L80511 758970

- サイズ：幅88×奥行50×高さ70~85cm(2.5cm間隔7段階)
- ベース厚さ：1.2cm
- 重量：18kg ●最大使用者体重：100kg

<材質>

- ベース・手すり・フレーム：スチール
- 手すり被覆部：ポリウレタン
- ベース縁ゴム：合成ゴム
- カーペット：合成繊維

〈据え置き型手すり プライディ〉

〈据え置き型手すり プライディ ベッド用アーム付〉



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

ベースポジBPZ

DIPPER ホクメイ


基本セット



ショートタイプ  
1m70cm～2m10cm  
(取付可能範囲)

レギュラータイプ  
1m90cm～2m70cm  
(取付可能範囲)

ロングタイプ  
2m20cm～3m  
(取付可能範囲)



Tベースは3段階移設可能

〈丸ベースレギュラー〉	〈Tベースレギュラー〉	〈Tベース1000レギュラー〉
〈丸ベースショート〉	〈Tベースショート〉	〈Tベース1000ショート〉
〈丸ベースロング〉	〈Tベースロング〉	〈Tベース1000ロング〉



操作性、装着性能を大幅に向上させた  
新型ベースポジ

仕様	型式	商品コード	TAISコード
丸ベース レギュラー	BPZ-100-10	759675	00254-000410
丸ベース ショート	BPZ-100-20	759676	00254-000412
丸ベース ロング	BPZ-100-30	759677	00254-000414
Tベース レギュラー	BPZ-100-50	759678	00254-000416
Tベース ショート	BPZ-100-60	759679	00254-000418
Tベース ロング	BPZ-100-70	759680	00254-000420
Tベース1000 レギュラー	BPZ-100-52	759681	00254-000801
Tベース1000 ショート	BPZ-100-62	759682	00254-000802
Tベース1000 ロング	BPZ-100-72	759683	00254-000803

イメージ	サイズ: 58cm	サイズ: 100cm	※オプション ベース径: 20cm
品名	Tベース	Tロングベース	耐水ベースセット
型式	BPZ-100P-005	BPZ-100P-017	BPZ-100P-018
商品コード	991510	991511	759684

<サイズ>

- 使用サイズ: ショートタイプ / 170～210cm  
レギュラータイプ / 190～270cm  
ロングタイプ / 220～300cm

- ボール部 (直径): 4.5cm
- 重量: ショートタイプ / 3.5kg  
レギュラータイプ / 3.7kg  
ロングタイプ / 3.9kg

<材質>

- 主材: アルミ、ステンレス
- 表面: 樹脂コーティング

※オプション  
〈耐水ベース〉

※耐水ベースは基本セット丸ベース  
にのみ対応可能です。

ベースポジ-e 基本セット

丸型ベースセット BPE-100-11

商品コード	TAISコード
758645	00254-000052

- セット内容: 基本セット (丸)

T型ベースセット BPE-100-10

商品コード	TAISコード
758650	00254-000051

- セット内容: 基本セット (T)

〈丸型ベースセット〉




在庫  
限定

〈T型ベースセット〉



在庫  
限定



丸型ベース  
セット

T型ベース  
セット

オプション

ツイン手すりW+D BPZ-300

商品コード	TAISコード
759685	00254-000425

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

角度が90°・135°・180°に組替え可能  
移乗、立ち上がり、移動用に対応



ツイン手すりW+W BPZ-310

商品コード	TAISコード
759686	00254-000432

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン


角度が90°・135°・180°に組替え可能  
移乗、立ち上がり、移動用に対応



プッシュ手すり BPZ-400

商品コード	TAISコード
759687	00254-000439

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン



縦・横に組替え可能  
手のひらや前腕部、寄り掛かりなどの面受けに対応

b型手すり BPE-300-90

商品コード	TAISコード
759375	00254-000367

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

立ち上がりの重心移動を誘導  
立位姿勢保持も上部でサポート



b型手すりロング BPE-300-100

商品コード	TAISコード
759376	00254-000368

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

立ち上がりの重心移動を誘導  
上部凹凸部で起立姿勢を保持



I型手すりロング BPE-300-120

商品コード	TAISコード
759378	00254-000370

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン
- ボール：エラストマー樹脂

使用場所での上下動を広域にカバー  
握りの目印や握力が弱い方に最適な  
グリップボール2個付き



D型手すり BPE-300-110

商品コード	TAISコード
759377	00254-000369

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン

引っ張り+プッシュアップ  
立ち座りや姿勢保持に最適



グリップアーム-e5P斜 BPE-300-50

商品コード	TAISコード
758800	00254-000142

- 手すり部：エラストマー
- ジョイント部：ナイロン
- 手すり長さ：59.8cm
- 手すり径：φ35

屋外でも使用可能



ウェーブ型手すり/ウェーブ型手すりロング

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
35cm	BPE-300-10	758750	00254-000130
60cm	BPE-300-40	758790	00254-000133

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン
- 手すり径：φ35

<35cmサイズ>



<ロングサイズ>



円型手すり BPE-300-20

商品コード	TAISコード
758695	00254-000131

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン
- 製品直径：28cm
- 手すり径：φ32

移乗などの方向転換補助に



角型手すり BPE-300-30

商品コード	TAISコード
758690	00254-000132

- 手すり部：集成材
- ジョイント部：ナイロン
- 手すりサイズ：30.2×20.2cm
- 手すり径：φ32

2WAYで使用可能



玄関アーム レギュラー ENT-180-30

商品コード	TAISコード
758450	00254-000159

- 手すり部：アルミ
- ジョイント部：ナイロン
- 手すりサイズ：133×39.5cm
- 手すり径：φ35

※補助ベースはベスポジ-BPZ・ベスポジ-elには不要です。



- ・滑り止めシート (160角) ×1
- ・丸グリップ×2
- ・補助ベース×1

在庫限定

BPE-500-10 (補助ベースなし) もご用意しております。



膝当て手すり BPE-200-10

商品コード	TAISコード
758700	00254-000127

- 手すり部：合皮・クッション材
- ジョイント部：ナイロン

膝崩れ予防に



在庫限定

肘置き手すり BPE-200-20

商品コード	TAISコード
758705	00254-000128

- 手すり部：合皮・クッション材
- ジョイント部：ナイロン

リウマチなど握れない方に



在庫限定

プッシュ手すり BPE-200-30

商品コード	TAISコード
758710	00254-000129

- 手すり部：合皮・クッション材
- ジョイント部：ナイロン

床からの立ち上がりなどに



在庫限定

連結部材

システムエンド  
ブラケット (固定)



型式	商品コード
SBR-100-10	758655

システムエンド  
ブラケット (曲げ)



型式	商品コード
SBR-100-20	758685

システムエンド  
ブラケット (跳ね上げ)



型式	商品コード
SBR-100-71	758720

システムエンド  
ブラケット (取り外し)



型式	商品コード
SBR-100-72	758715



SBR (固定用)  
連結アタッチメント



型式	商品コード
SBR-300-10	758725

SBR (曲げ用)  
連結アタッチメント



型式	商品コード
SBR-300-20	758730

SBR (跳ね上げ用)  
連結アタッチメント




型式	商品コード
SBR-100-73	758735

SBR (取り外し用)  
連結アタッチメント



型式	商品コード
SBR-100-74	758740



システムブラケット用丸棒

サイズ	型式	商品コード
60cm	SBR-200-060	758660
90cm	SBR-200-090	758665
120cm	SBR-200-120	758670

システム伸縮手すり

サイズ	型式	商品コード
60~90cm	SBR-600-609	758845
90~120cm	SBR-600-912	758850
120~150cm	BPZ-900-1215	759688

連結用セット

品名/セットイメージ	サイズ	TAISコード	商品コード・セット内容
システム木手すり 固定セット	60cm	00254-000113	[758655] システムエンドブラケット (固定) ×2 [758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒 ×1
	90cm	00254-000062	
	120cm	00254-000117	
システム木手すり 曲げセット	60cm	00254-000114	[758685] システムエンドブラケット (曲げ) ×2 [758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒 ×1
	90cm	00254-000063	
	120cm	00254-000118	
システム木手すり 跳ね上げセット	60cm	00254-000115	[758720] システムエンドブラケット (跳ね上げ) ×1 [758715] システムエンドブラケット (取り外し) ×1 [758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒 ×1
	90cm	00254-000064	
	120cm	00254-000119	
システム木手すり 取り外しセット	60cm	00254-000116	[758715] システムエンドブラケット (取り外し) ×2 [758660・758665・758670] システムブラケット用丸棒 ×1
	90cm	00254-000065	
	120cm	00254-000120	
システム伸縮手すり 固定セット	60~90cm	00254-000169	[758655] システムエンドブラケット (固定) ×2 [758845・758850・759688] システム伸縮手すり ×1
	90~120cm	00254-000170	
	120~150cm	00254-000653	
システム伸縮手すり 曲げセット	60~90cm	00254-000171	[758685] システムエンドブラケット (曲げ) ×2 [758845・758850] システム伸縮手すり ×1
	90~120cm	00254-000172	
レール手すり <b>在庫限定</b>	120cm	00254-000342	[758875] レール手すり ×1

ベスポジBPZ H型・ト型組み合わせリスト



品名	サイズ	丸レギュラー H型セット		丸レギュラー ト型セット	
		型式	TAISコード	型式	TAISコード
① 木手すり 固定セット	60cm	BPZ-H2000-10	00254-000581	BPZ-K5000-10	00254-000699
	90cm	BPZ-H2000-11	00254-000582	BPZ-K5000-11	00254-000700
	120cm	BPZ-H2000-12	00254-000583	BPZ-K5000-12	00254-000701
② 木手すり 曲げセット	60cm	BPZ-H2100-10	00254-000599	BPZ-K5100-10	00254-000717
	90cm	BPZ-H2100-11	00254-000600	BPZ-K5100-11	00254-000718
	120cm	BPZ-H2100-12	00254-000601	BPZ-K5100-12	00254-000719
③ 木手すり 跳ね上げセット	60cm	BPZ-H2200-10	00254-000617	BPZ-K5200-10	00254-000735
	90cm	BPZ-H2200-11	00254-000618	BPZ-K5200-11	00254-000736
	120cm	BPZ-H2200-12	00254-000619	BPZ-K5200-12	00254-000737
④ 木手すり 取り外しセット	60cm	BPZ-H2300-10	00254-000635	BPZ-K5300-10	00254-000753
	90cm	BPZ-H2300-11	00254-000636	BPZ-K5300-11	00254-000754
	120cm	BPZ-H2300-12	00254-000637	BPZ-K5300-12	00254-000755
⑤ 伸縮手すり 固定セット	60~90cm	BPZ-H2500-10	00254-000654	BPZ-K5500-10	00254-000771
	90~120cm	BPZ-H2500-11	00254-000655	BPZ-K5500-11	00254-000772
	120~150cm	BPZ-H2500-12	00254-000656	BPZ-K5500-12	00254-000773
⑥ 伸縮手すり 曲げセット	60~90cm	BPZ-H2600-10	00254-000672	BPZ-K5600-10	00254-000789
	90~120cm	BPZ-H2600-11	00254-000673	BPZ-K5600-11	00254-000790

たちあっぷ サムリング


矢崎化工



型式	商品コード	TAISコード
CKM-02	759671	00055-000307
CKM-02W	759672	00055-000313
CKM-04	759673	00055-000319

- 高さ：80～90cm（5cm間隔3段階） ●ベース：50.5×72.5cm
- 手すり間口：CKM-02・CKM-02W／38.5cm、CKM-04／65cm
- 重量：CKM-02／17.5kg、CKM-02W／22kg、CKM-04／18kg

インテリアになじむ、おしゃれなデザイン



ベッドでとまるくん

型式	商品コード
CKM-CK	759674

サムリングをベッドで使用する際に安定性を向上させるオプション品です。



LOHATES (ロハテス)

マツハ

商品名「LOHATES (ロハテス)」は、カタカナの「ロ」と「ハ」を重ねたような形状と、「手すり」という機能を組み合わせることで表現したものです。また、健康意識の高いライフスタイルを指す用語「LOHAS (ロハス)」をイメージさせる響きとなっています。

カラー	型式	商品コード	TAISコード
ホワイト	LH-03WT-R	759371	01265-000269
ブラック	LH-03BK-R	759372	01265-000270

- サイズ：幅43.5×奥行37×高さ63cm ●重量：約1.8kg
- 材質：手すり/天然木、フレーム/スチール、ゴム足/PP+TPE



はじめてみませんか、手すりのある暮らし。

暮らしを安全に、快適にする、「支えたい想い」を形にした手すり。

空間に溶け込むさりげない佇まい。【LOHATES】は、くらしをアクティブに楽しむシニアを支える新しい形の手すりです。

デザインのかで生活の質を向上。

床や椅子からの、立ち上がりをサポートしてくれる【LOHATES】。その美しいデザインは、インテリアの中で、さりげない存在感をだします。機能と嗜好を両立させた形は、くらしに寄り添いながら魅力あるインテリアの一部として機能し、豊かな日常生活を彩ってくれるでしょう。



椅子からの立ち上がり

- ① 手すりの位置がひざ頭の少し前になるようにLOHATESを置く。
- ② 足を後方に引き、前傾姿勢となった状態でLOHATESを下に押しながら立ち上がる。

XNG X  
胴体の真横に置くと立ち上がりにくいので注意してください。

床からの立ち上がり方

- ① 正面にLOHATESを置き、1段目をつかみながら立ち上がりの姿勢を整える。
- ② 2段目をつかみ、前傾姿勢の状態でもLOHATESを下に押しながら立ち上がる。


たちあっぷ

矢崎化工



型式	商品コード	TAISコード
CKA-01-1	758420	00055-000119
CKA-02-1	758425	00055-000120
CKA-03	758121	00055-000073
CKA-04	758126	00055-000074

- 高さ：70～80cm（5cm間隔3段階）
- ベース：CKA-01-1・CKA-03／50×60cm、CKA-02-1・CKA-04／50×90cm
- 手すり間口：CKA-01-1・CKA-02-1／33.8cm、CKA-03／26.5×35.2cm、CKA-04／77.8cm
- 重量：CKA-01-1／11.9kg、CKA-02-1／15.7kg、CKA-03／15.4kg、CKA-04／16kg



かじよくんCKA-Kもご用意しております。

楽起 (らっきい)

山崎産業



商品名	型式	商品コード	TAISコード
縦型	YM-103L-ID	758505	01339-000007
横型	YM-102L-ID	758500	01339-000006
介助バー型	YM-101L-ID	758510	01339-000005
狭所用波型	YM-118L-ID	758535	01339-000020

- サイズ：縦型・横型・介助バー型／幅50.1×奥行80.1×高さ71～85cm、狭所用波型／幅50×奥行50×高さ71～85cm
- 重量：縦型・横型／約21kg、介助バー型／約22kg、狭所用波型／約17kg



楽どめ付、楽どめ/ウエイト5kg付、楽起ワイド(介助バー型/縦型)、楽どめもご用意しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除機

購入品(入浴)

購入品(排泄)

# 手すりでひろがる・続ける 安心な毎日

**脱衣所・トイレ**  
ツインディ・水廻り用



移動・着脱衣 立ち上がりをサポート  
トイレでの方向転換 立ち上がりをサポート



**リビング・廊下**  
スムーディ 屋内用



短い距離の 移動から  
長い距離の 移動までサポート

**玄関先**  
スムーディ



**玄関**  
スムーディ スタンディ スムーディ 屋内用



上がり框での 立ち上がりをサポート  
上がり框での靴の脱ぎ履きをサポート  
上がり框での立ち上がり と昇降をサポート

**ベッドサイド**  
クリンディ スムーディ 屋内用



起き上がりや 立ち座りをサポート  
ベッド周囲での 移動をサポート  
ベッドから居室出入口への 移動をサポート

**クリンディ** パナソニック **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
PN-L80501	758965	00980-000326

〈クリンディ ベッド用アーム付〉

型式	TAISコード
PN-L80501	00980-000328

コンパクトなので 場所をとらないです



手すりは端、中央に設置可能 1台2通り

クリンディ	型式	商品コード
ベッド用アーム	PN-L80511	758970

- サイズ: 幅46×奥行78×高さ70~80cm (2.5cm間隔5段階)
- ベース厚さ: 1.2cm
- 重量: 18kg ●最大使用者体重: 100kg

<材質>

- ベース・手すり・フレーム: スチール
- 手すり被覆部: ポリウレタン
- ベース緑ゴム: 塩化ビニル樹脂
- カーペット: 合成繊維

〈クリンディ〉  
〈クリンディベッド用アーム付〉



ベッド用アーム

**スタンディ** パナソニック **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
PN-L80401	758865	00980-000315

- サイズ: 幅63×奥行78×高さ70~85cm (3cm間隔6段階)
- 面手すり高さ: 35~50cm (ベースからの高さ)
- ベース厚さ: 1.1cm ●重量: 22.5kg
- 最大使用者体重: 100kg

<材質>

- ベース・手すり・フレーム: スチール
- 平面部: ポリエチレン
- 手すり被覆部: エラストマー
- ベース緑ゴム: 合成ゴム
- カーペット: 合成繊維

手すりは、ベースの縦・横・中央に設置できる  
さまざまな用途と場所に 対応します。



低い位置から 立ちやすい面手すり

レバーを握り ロック解除

**自在手すりツインディ(水廻り用)** パナソニック **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
PN-L80701	759275	00980-000364

自在手すりツインディ(水廻り用) プロテクターセット

型式	商品コード	TAISコード
PN-L80711	759280	00980-000365

- サイズ: 幅58×奥行58×高さ74.5~84.5cm (手すり部70~80cm, 2cm間隔6段階)
- ベース厚さ: 1.2cm ●重量: 17kg
- 最大使用者体重: 100kg

<材質>

- 手すり部: エラストマー(被膜部) アルミウム(芯材・ジョイント)
- 支柱・ベース: ステンレス
- ベースマット・緑ゴム: 合成ゴム

防水・防かび・すべり止めマット付き コンパクトなベースも人気



支柱に取り付けることで 手すりと家財の干渉を防ぎます



プロテクター

〈自在手すりツインディ〉  
〈自在手すりツインディプロテクターセット〉

立ち座りと、つたい歩きをサポート にぎりやすいグリップで安心して移動できます

しっかり握れる手すりゆ34mm



ひんやりしない つなぎ目がなく、素材を使用。 握りやすい。 両手でもしっかり握りやすい。

身体を安定させやすい角度調整 力が入りやすく使いやすい



力を入れやすい腕の角度やシーンに合わせて左右とも角度調整できます。(片側30度ピッチ4段階)

※調整は付属の六角レンチで簡単に済みます。



180度 左30度 左60度 左90度


※左側に角度をつけた場合

水が掛かってしまう場所や、湿気の多い場所などの水廻りに設置してもお手入れ簡単です。



防かび加工

かび菌の内部への増殖をブロック



※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。  
※水垢など商品に付着したものの上に発生したかびについては効力はありません。  
※防かび剤の有効期間は実際使用される環境により異なります。



にぎれば分かる、安定感  
置けなかったあの家に、  
スムーディ

# 歩行サポート手すり スムーディ パナソニック



## 手すりの長さを左右 5cmずつ調整できる 伸縮タイプも設定!

住宅改修ができない! あと少しなのに設置できない! などのお悩みを解消!




### 握り形状が変化しない伸縮



ジョイント内部で手すりが可動して伸縮するので、握り形状が変化しません。

### 設置の対応力がUP



伸縮によって柔軟な調整が可能になり、しっかりと設置できます。

仕様	標準タイプ	ステップタイプ	ステップ980タイプ	ロング1700タイプ	ロング2050タイプ	ロング2400タイプ	ロング3460タイプ
外観	片手すり						
	両手すり						
対応段差 (高さ)	3段 (45cm)	2段 (30cm)	3段 (45cm)	4段 (60cm)	5段 (75cm)	6段 (90cm)	9段 (135cm)
全長 手すり	135cm (伸縮) 130~140cm	100cm (伸縮) 95~105cm	135cm (伸縮) 130~140cm	170cm (伸縮) 160~180cm	205cm (伸縮) 195~215cm	240cm (伸縮) 230~250cm	346cm (伸縮) 331~361cm

**ポイント**  
同じタイプのベース部分の置き換えが可能です!  
ご自宅の段差幅に合わせて入れ替えるので便利!

**設置パターン可否はこちら**

※データ通信料はお客様負担となります。  
※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

**共通**

- 段差のある場所に設置する際は、ベース端部が段鼻や踏面の縁より内側になるように設置してください。
- ベースよりも小さい緑石や凹凸が大きい面、芝生、滑りやすい面の上には設置できません。

タイプ	型式	商品コード	TAISコード	重量	
標準タイプ	片手すり	XPN-L80601	759100	00980-000334	37kg
	両手すり	XPN-L80602	759105	00980-000335	43kg
	伸縮片手すり	XPN-L80611	759195	00980-000345	37.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80612	759200	00980-000346	44kg
ステップタイプ	片手すり	XPN-L80603	759110	00980-000336	33kg
	両手すり	XPN-L80604	759115	00980-000337	39kg
	伸縮片手すり	XPN-L80613	759205	00980-000347	33.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80614	759210	00980-000348	39.5kg
ステップ980タイプ	片手すり	XPN-L80621	759175	00980-000355	33kg
	両手すり	XPN-L80622	759180	00980-000356	39kg
	伸縮片手すり	XPN-L80625	759245	00980-000359	33.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80626	759250	00980-000360	40kg

タイプ	型式	商品コード	TAISコード	重量	
ロング1700タイプ	片手すり	XPN-L80623	759185	00980-000357	48kg
	両手すり	XPN-L80624	759190	00980-000358	57kg
	伸縮片手すり	XPN-L80627	759255	00980-000361	48.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80628	759260	00980-000362	58kg
ロング2050タイプ	片手すり	XPN-L80605	759120	00980-000338	52kg
	両手すり	XPN-L80606	759125	00980-000339	61kg
	伸縮片手すり	XPN-L80615	759215	00980-000349	52.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80616	759220	00980-000350	62.5kg
ロング2400タイプ	片手すり	XPN-L80607	759130	00980-000340	52kg
	両手すり	XPN-L80608	759135	00980-000341	62kg
	伸縮片手すり	XPN-L80617	759225	00980-000351	53kg
	伸縮両手すり	XPN-L80618	759230	00980-000352	64kg
ロング3460タイプ	片手すり	XPN-L80609	759140	00980-000342	67kg
	両手すり	XPN-L80610	759145	00980-000343	81kg
	伸縮片手すり	XPN-L80619	759235	00980-000353	68.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80620	759240	00980-000354	83.5kg

●サイズ(ベース部分): 標準/80×45cm、ステップ/96×30cm  
 ●サイズ(全長): 標準/167cm(±5cm)、ステップ/125cm(±5cm)、ステップ980/160cm(±5cm)、  
 ロング1700/196cm(±10cm)、ロング2050/239cm(±10cm)、  
 ロング2400/274cm(±10cm)、ロング3460/380cm(±15cm)  
 ●手すり高さ: 70・72.5・75・77.5・80・82.5・85cm ●最大使用者体重: 100kg  
 ※±の数値は、伸縮タイプの場合

〈標準タイプ片手すり〉 〈標準タイプ両手すり〉 〈標準タイプ伸縮片手すり〉 〈標準タイプ伸縮両手すり〉

〈ステップタイプ片手すり〉 〈ステップタイプ両手すり〉 〈ステップタイプ伸縮片手すり〉 〈ステップタイプ伸縮両手すり〉 〈ステップ980タイプ片手すり〉 〈ステップ980タイプ両手すり〉

〈ステップ980タイプ伸縮片手すり〉 〈ステップ980タイプ伸縮両手すり〉 〈ロング1700タイプ片手すり〉 〈ロング1700タイプ両手すり〉 〈ロング1700タイプ伸縮片手すり〉 〈ロング1700タイプ伸縮両手すり〉

〈ロング2050タイプ片手すり〉 〈ロング2050タイプ両手すり〉 〈ロング2050タイプ伸縮片手すり〉 〈ロング2050タイプ伸縮両手すり〉 〈ロング2400タイプ片手すり〉 〈ロング2400タイプ両手すり〉

〈ロング2400タイプ伸縮片手すり〉 〈ロング2400タイプ伸縮両手すり〉 〈ロング3460タイプ片手すり〉 〈ロング3460タイプ両手すり〉 〈ロング3460タイプ伸縮片手すり〉 〈ロング3460タイプ伸縮両手すり〉

- 〈材質〉
- 手すり、端部手すり:塩化ビニル樹脂(被覆部)・アルミニウム(芯材)
  - 支柱:アルミニウム・ステンレス(フランジ部)
  - ベース:ステンレス
  - ベース緑ゴム・ベースマット:塩化ビニル樹脂

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

手すり  
特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
徘徊感知機器  
手すり  
歩行補助つえ  
歩行器  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
移動用リフト  
鳥糞処理装置  
購入品(入浴)  
購入品(排泄)

スムーディ (屋内用) サポート手すり パナソニック



スムーディ (屋内用) 面手すり パナソニック



スムーディ (屋内用) らくらくダブル パナソニック




ユニット構成

イメージ							
品名	屋内用標準ベース	屋内用端支柱	屋内用端手すり	屋内用モデルベース	屋内用回転連結支柱	屋内用手すり930	屋内用手すり620
型式	PN-L80801	PN-L80802	PN-L80803	PN-L80804	PN-L80805	PN-L80806	PN-L80807
TAISコード	00980-000366	00980-000367	00980-000368	00980-000369	00980-000370	00980-000371	00980-000372
商品コード	991393	991394	991395	991428	991429	991430	991431

イメージ							
品名	屋内用面手すり	屋内用アーム	屋内用ベース6078	屋内用らくらくダブル右手すり	屋内用らくらくダブル左手すり	トイレ用ベース	屋内用サポート手すり
型式	PN-L80808	PN-L80809	PN-L80810	PN-L80811	PN-L80812	PN-L80815	PN-L80816
TAISコード	00980-000396	00980-000397	00980-000409	00980-000410	00980-000411	00980-000442	00980-000443
商品コード	991457	991458	991471	991472	991473	991520	991521

手すりをつけて延ばせるので、安心と生活がひろがります



〈PN-L80801〉	〈PN-L80802〉
〈PN-L80803〉	〈PN-L80804〉
〈PN-L80805〉	〈PN-L80806〉
〈PN-L80807〉	〈PN-L80808〉
〈PN-L80809〉	〈PN-L80810〉
〈PN-L80811〉	〈PN-L80812〉
〈PN-L80815〉	〈PN-L80816〉

**組み合わせ診断ツール**

必要な手すり長さを入力すれば、このような情報が確認できます

- おすすめセット
- そのセットに必要なサブセット・ユニット
- それらの品番・希望小売価格
- 手すりが曲がる位置までの長さ

測定して・入力のかんたん2ステップで結果がわかる

こちらからお試してください

- ＜材質＞
- ベース・下支柱: スチール
  - ジョイント・手すり芯材: アルミニウム
  - カーペット: 合成繊維 ●平面部: ポリエチレン
  - 支柱カラー・ネジカバー: ポリアクリル樹脂
  - 手すり被覆部・ベース緑ゴム: 塩化ビニル樹脂
  - 上支柱: アルミニウム (らくらくダブルはスチール)
  - 支柱カバー・被覆 (回転連結支柱): エラストマー
  - サポート手すり (下支柱)、昇降手すり (下支柱、ひし掛け (芯材)) ベース: スチール
  - 昇降手すり (中支柱・上支柱)、サポート手すり (上支柱・手すり (芯材)): アルミニウム
  - 昇降手すり (ひし掛けカバー・支柱カラー・スライドカバー) サポート手すり (支柱カラー): ポリプロピレン
  - ベース緑ゴム: 塩化ビニル樹脂
  - マット: 表面ポリエステル、ポリエチレンコーティング、裏面アクリル樹脂
  - トイレサポート: ポリアクリルテレフタレート
- ※トイレ用ベース: 実際はマット付です。

〈PN-L80809〉	〈PN-L80810〉	〈PN-L80811〉	〈PN-L80812〉	〈PN-L80815〉	〈PN-L80816〉
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

サブセット構成一覧 (このまま単体でご使用いただけるタイプ)

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
		屋内用	XPN-L80801	81cm	標準ベース	991393
					端支柱	991394
					端手すり	991395
		屋内用 1530 タイプ	XPN-L80802	153cm	標準ベース	991393
					端手すり×2	991395
					ミドルベース	991428
					回転連結支柱	991429
J		屋内用 面手すり 540タイプ	XPN-L80812	54cm	ミドルベース	991428
					面手すり	991457

※▼印で左右角度変更可能

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
M		屋内用 らくらく ダブル	XPN-L80819	65cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					らくらくダブル左手すり	991473
P		屋内用 らくらく ダブル右	XPN-L80822	31cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
R		屋内用 らくらく ダブル左	XPN-L80824	31cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル左手すり	991473
Z		屋内用 サポート 手すり 630タイプ	XPN-L80850	63cm	PTイレ用ベース	991520
					屋内用サポート手すり	991521

※Zのベースは、PTイレ用ベースになります。

サブセット構成一覧 (組み合わせることでご使用いただけるタイプ)

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
セットの両端で使うタイプ						
A		屋内用 930タイプ	XPN-L80803	93cm	標準ベース	991393
					端手すり	991395
					回転連結支柱	991429
B		屋内用 930タイプ +930	XPN-L80804	186cm	標準ベース	991393
					端手すり	991395
					回転連結支柱	991429
					手すり930	991430
C		屋内用 930タイプ +620	XPN-L80805	155cm	標準ベース	991393
					端手すり	991395
					回転連結支柱	991429
					手すり620	991431
D		屋内用 手すり 210	XPN-L80806	21cm	ミドルベース	991428
					端支柱	991394
E		屋内用 手すり 210 +930	XPN-L80808	114cm	ミドルベース	991428
					端支柱	991394
					手すり930	991430
F		屋内用 手すり 210 +620	XPN-L80809	83cm	ミドルベース	991428
					端支柱	991394
					手すり620	991431
K		屋内用 面手すり 540タイプ 片側アーム	XPN-L80813	69cm	ミドルベース	991428
					面手すり	991457
					アーム	991458
N		屋内用 らくらく ダブル 片側アーム	XPN-L80820	80cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム	991458

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
セットの両端で使うタイプ						
Q		屋内用 らくらく ダブル右 片側アーム	XPN-L80823	47cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					アーム	991458
S		屋内用 らくらく ダブル左 片側アーム	XPN-L80825	47cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム	991458
T		屋内用 らくらくダブル 片側アーム +620	XPN-L80830	143cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム	991458
U		屋内用 らくらくダブル 片側アーム +930	XPN-L80831	174cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					らくらくダブル左手すり	991473
V		屋内用 らくらくダブル 右片側アーム +620	XPN-L80834	109cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					アーム	991458
W		屋内用 らくらくダブル 右片側アーム +930	XPN-L80835	140cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					アーム	991458
X		屋内用 らくらくダブル 左片側アーム +620	XPN-L80836	109cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム	991458
Y		屋内用 らくらくダブル 左片側アーム +930	XPN-L80837	140cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム	991458
α		屋内用 サポート手すり 630タイプ 片側アーム	XPN-L80851	79cm	PTイレ用ベース	991520
					屋内用サポート手すり	991521
					アーム	991458


※αのベースは、PTイレ用ベースになります。

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
セットの中間で使うタイプ						
G		屋内用 回転手すり 330	XPN-L80807	33cm	ミドルベース	991428
					回転連結支柱	991429
H		屋内用 回転手すり 330 +930	XPN-L80810	126cm	ミドルベース	991428
					回転連結支柱	991429
					手すり930	991430
I		屋内用 回転手すり 330 +620	XPN-L80811	95cm	ミドルベース	991428
					回転連結支柱	991429
					手すり620	991431

記号	セットイメージ	品名	型式・TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
セットの中間で使うタイプ						
L		屋内用 面手すり 540タイプ 両側アーム	XPN-L80814	85cm	ミドルベース	991428
					面手すり	991457
					アーム×2	991458
O		屋内用 らくらく ダブル 両側アーム	XPN-L80821	96cm	ベース6078	991471
					らくらくダブル右手すり	991472
					らくらくダブル左手すり	991473
					アーム×2	991458


※黄色の背景どうし、白の背景どうしはつなげられません。  
 ※緑色の背景は、短い方の手すりが白色背景のサブセット、H・Iの長い方の手すりが黄色背景のサブセット、もしくはH・Iの短い手すりと組合せられます。  
 ※▼印で左右角度変更可能、▼印で上下角度変更可能  
 (らくらくダブルはベース外方向には角度変更できません)  
 ※PTイレ用ベース：実際はマット付です。

左右角度変更




回転支柱は5度ピッチで左右90度まで角度変更可能 (らくらくダブルは45度ピッチ)

組合せ例



上下角度変更



44cmまで (段差を超える手すりが62cmの場合)  
 66cmまで (段差を超える手すりが93cmの場合)

A セットの両端で使うタイプ  
 H セットの中間で使うタイプ  
 F セットの両端で使うタイプ

手すり

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥排掃処理器

購入品一入浴

購入品二排泄

スムーディPトイレ用 / ラフィーネキューブ

介護保険対応 購入

パナソニック



スムーディ手すりと組み合わせて使う\*  
新しいポータブルトイレ  
※単体でもお使いいただけます。

ポータブルトイレ P-キューブと組み合わせて使う\* 新しい排泄シーンのご提案

- 安心** 移乗時の支えに使える安心感
- ADL・QOL配慮** ちょっと難して置いて使える
- ECO・SDGs** 不要になっても廃棄量が少ない



商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
ラフィーネキューブ ラップタイプ プラスチック便座	ホワイト 224776 ブラウン 224777 木目 224778	PN-L30301W PN-L30301BR PN-L30301CH	88,550円(税込)	8.5kg
ラフィーネキューブ ラップタイプ ソフト便座	ホワイト 224779 ブラウン 224780 木目 224781	PN-L30302W PN-L30302BR PN-L30302CH	94,050円(税込)	8.8kg
ラフィーネキューブ ラップタイプ あたたか便座	ホワイト 224782 ブラウン 224783 木目 224784	PN-L30303W PN-L30303BR PN-L30303CH	105,050円(税込)	9.5kg
ラフィーネキューブ プラスチック便座(バケツ)	ホワイト 224785 ブラウン 224786 木目 224787	PN-L30401W PN-L30401BR PN-L30401CH	47,300円(税込)	8.2kg
ラフィーネキューブ ソフト便座(バケツ)	ホワイト 224788 ブラウン 224789 木目 224790	PN-L30402W PN-L30402BR PN-L30402CH	52,800円(税込)	8.5kg
ラフィーネキューブ あたたか便座(バケツ)	ホワイト 224791 ブラウン 224792 木目 224793	PN-L30403W PN-L30403BR PN-L30403CH	63,800円(税込)	9.2kg

●最大使用者体重:100kg

消耗品	商品名	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	備考
	ポータブルトイレ用処理袋(ラップ用)	224794	PN-L50102	4,730円(税込)	30回分
	ポータブルトイレ用凝固剤(ラップ用)	224795	PN-L50103	1,320円(税込)	60回分



つたい歩き仕様にする  
とADL・QOLに  
配慮しやすい

- ・「トイレがそばにあると嫌」に配慮
- ・つたい歩きできる能力の維持に配慮
- ・歩行車・車いすの邪魔になりにくく  
離床環境づくりに配慮

ユニット構成

イメージ	①	②	③	④	⑤	⑥
品名	Pトイレ用 ベース	屋内用 サポート手すり	トイレ用 手すり	Pトイレ用 昇降手すり	トイレサポート	屋内用 アーム
型式	PN-L80815	PN-L80816	PN-L80814	PN-L80817	PN-L80818	PN-L80809
TAISコード	00980-000442	00980-000443	00980-000430	00980-000444	00980-000445	00980-000397
商品コード	991520	991521	991476	991522	991523	991458

サブセット構成 (そのまま単体完結で使うタイプ)

※ポータブルトイレは別売です。

イメージ	①	②	③	④	⑤	⑥
品名	Pトイレ用	Pトイレ用 片手すり	Pトイレ用 両手すり	Pトイレ用 片昇降手すり	Pトイレ用 両昇降手すり	Pトイレ用 片手すり/片昇降手すり
型式	XPN-L80838	XPN-L80839	XPN-L80840	XPN-L80841	XPN-L80842	XPN-L80843
TAISコード	00980-000446	00980-000447	00980-000448	00980-000449	00980-000450	00980-000451
組合せ	①②⑤	①②③⑤	①②③③⑤	①②④⑤	①②④④⑤	①②③④⑤

サブセット構成 (スムーディ屋内用と連結して使うタイプ)

※ポータブルトイレは別売です。

イメージ	①	②	③	④	⑤
品名	Pトイレ用 片側アーム	Pトイレ用 片手すり 片側アーム	Pトイレ用 片昇降手すり 片側アーム	Pトイレ用 両昇降手すり 片側アーム	Pトイレ用 片手すり/片昇降手すり 片側アーム
型式	XPN-L80844	XPN-L80845	XPN-L80847	XPN-L80848	XPN-L80849
TAISコード	00980-000452	00980-000453	00980-000455	00980-000456	00980-000457
組合せ	①②⑤⑥	①②③⑤⑥	①②④⑤⑥	①②④④⑤⑥	①②③④⑤⑥


イメージ	①	②	③	④
品名	Pトイレ用 片手すり 1580タイプ	Pトイレ用 片手すり 1890タイプ	Pトイレ用 片昇降手すり 1580タイプ	Pトイレ用 片昇降手すり 1890タイプ
型式	XPN-L80852	XPN-L80853	XPN-L80854	XPN-L80855
TAISコード	00980-000460	00980-000461	00980-000462	00980-000463
組合せ	①②③⑤⑥ F	①②③⑤⑥ E	①②④⑤⑥ F	①②④⑤⑥ E

- 〈材質〉
- ベース・支柱:スチール
  - ひじ掛け・支柱カラー:ポリプロピレン
  - マット:表面ポリエステル・ポリエチレン  
コーティング、表面アクリル樹脂
  - 支柱カバー:エラストマー
- ※①Pトイレ用ベース:実際はマット付です。
- ※組合せ欄の [E・F] はP.47をご参照  
ください。

(XPN-L80838)	(XPN-L80839)
(XPN-L80840)	(XPN-L80841)
(XPN-L80842)	(XPN-L80843)
(XPN-L80844)	(XPN-L80845)
(XPN-L80847)	(XPN-L80848)
(XPN-L80849)	(XPN-L80852)
(XPN-L80853)	(XPN-L80854)
(XPN-L80855)	

アットグリップ AT-CRシリーズ アロン化成 **A B C D E**

新しいアットグリップは従来よりも少ない部材で設置可能な環境が増えました



- ベースサイズ：N/80×45cm、S/94×30cm
- 手すり高さ：75・77.5・80・82.5・85・87.5・90cm
- 最大使用者体重：100kg

組み合わせ部材が増えて設置可能な場所も増えました

2枚プレートでもL字に設置が可能になりました。



プレートの中央にも支柱を取り付けることができるようになりました。



(AT-CRベースプレートN) <b>在庫限定</b>	(AT-CRベースプレートS) <b>在庫限定</b>	(AT-CR曲げ支柱セット) <b>在庫限定</b>
(AT-CR先端支柱セット) <b>在庫限定</b>	(AT-CR中間支柱セット) <b>在庫限定</b>	(AT-CR 240支柱セット) <b>在庫限定</b>
(AT-CR-E800手すりセット) <b>在庫限定</b>	(AT-CR-E1050手すりセット) <b>在庫限定</b>	(AT-CR-E1400手すりセット) <b>在庫限定</b>

仕様	N2		S-N		仕様	N-S-N		S2-N		仕様	N-S2-N				
外観					外観					外観					
手すり長さ	段差の目安	全長	段差の目安	全長	手すり長さ	段差の目安	全長	段差の目安	全長	手すり長さ	段差の目安	全長	手すり長さ	段差の目安	全長
800	2段(30)	135~150	2段(30)	115~130	1600	4段(60)	200~230	4段(60)	180~210	2400	6段(90)	265~310	3150	9段(135)	345~430
1050	3段(45)	150~175	3段(45)	130~155	1850	5段(75)	215~255	5段(75)	195~235	2650	7段(105)	280~335	3600	10段(150)	310~385
1400	4段(60)	175~210	4段(60)	155~190	2200	6段(90)	240~290	6段(90)	220~270	3000	8段(120)	305~370	3500	10段(150)	335~420
					2100	6段(90)	230~280	6段(90)	210~260	2900	8段(120)	295~360	3850	11段(165)	360~455
					2450	7段(105)	255~315	7段(105)	235~295	3250	9段(135)	320~395	4200	12段(180)	385~490
					2800	8段(120)	280~350	8段(120)	260~330						

※手すり長さは組み合わせ可能な最大の手すり長さになります。(mm)  
 ※段差の( )内の数字は○cm以下を示しております。  
 ※全長の数字は○~○cmを示しております。

TAISコード				型式		※両側手すりTタイプの場合は下記数量の×2にしてください。									
片側手すり	両側手すりTタイプ	片側手すり	両側手すりTタイプ	品名	AT-CRベースプレートN	AT-CRベースプレートS	AT-CR曲げ支柱セット	AT-CR先端支柱セット	AT-CR中間支柱セット	AT-CR 240支柱セット	AT-CR E800手すりセット	AT-CR E1050手すりセット	AT-CR E1400手すりセット		
イメージ				商品コード	991477	991478	991479	991480	991481	991482	991483	991484	991485		
00221-000631	00221-000632	870-200	870-201	AT-CR-240	1						1				
00221-000633	00221-000634	870-202	870-203	AT-CR-E800-N2	2		2				1				
00221-000635	00221-000636	870-204	870-205	AT-CR-E1050-N2	2		2					1			
00221-000637	00221-000638	870-206	870-207	AT-CR-E1400-N2	2		2						1		
00221-000639	00221-000640	870-208	870-209	AT-CR-E800-S-N	1	1	1	1			1				
00221-000641	00221-000642	870-210	870-211	AT-CR-E1050-S-N	1	1	1	1				1			
00221-000643	00221-000644	870-212	870-213	AT-CR-E1400-S-N	1	1	1	1					1		
00221-000645	00221-000646	870-214	870-215	AT-CR-E1600-N-S-N	2	1	2		1		2				
00221-000647	00221-000648	870-216	870-217	AT-CR-E1850-N-S-N	2	1	2		1		1	1			
00221-000649	00221-000650	870-218	870-219	AT-CR-E2200-N-S-N	2	1	2		1		1		1		
00221-000651	00221-000652	870-220	870-221	AT-CR-E2100-N-S-N	2	1	2		1			2			
00221-000653	00221-000654	870-222	870-223	AT-CR-E2450-N-S-N	2	1	2		1			1	1		
00221-000655	00221-000656	870-224	870-225	AT-CR-E2800-N-S-N	2	1	2		1				2		
00221-000657	00221-000658	870-226	870-227	AT-CR-E1600-S2-N	1	2	1	1	1		2				
00221-000659	00221-000660	870-228	870-229	AT-CR-E1850-S2-N	1	2	1	1	1		1	1			
00221-000661	00221-000662	870-230	870-231	AT-CR-E2200-S2-N	1	2	1	1	1		1		1		
00221-000663	00221-000664	870-232	870-233	AT-CR-E2100-S2-N	1	2	1	1	1			2			
00221-000665	00221-000666	870-234	870-235	AT-CR-E2450-S2-N	1	2	1	1	1		1	1	1		
00221-000667	00221-000668	870-236	870-237	AT-CR-E2800-S2-N	1	2	1	1	1				2		
00221-000669	00221-000670	870-238	870-239	AT-CR-E2400-N-S2-N	2	2	2		2		3				
00221-000671	00221-000672	870-240	870-241	AT-CR-E2650-N-S2-N	2	2	2		2		2	1			
00221-000673	00221-000674	870-242	870-243	AT-CR-E3000-N-S2-N	2	2	2		2		2		1		
00221-000675	00221-000676	870-244	870-245	AT-CR-E2900-N-S2-N	2	2	2		2		1	2			
00221-000677	00221-000678	870-246	870-247	AT-CR-E3250-N-S2-N	2	2	2		2		1	1	1		
00221-000679	00221-000680	870-248	870-249	AT-CR-E3600-N-S2-N	2	2	2		2		1		2		
00221-000681	00221-000682	870-250	870-251	AT-CR-E3150-N-S2-N	2	2	2		2			3			
00221-000683	00221-000684	870-252	870-253	AT-CR-E3500-N-S2-N	2	2	2		2			2	1		
00221-000685	00221-000686	870-254	870-255	AT-CR-E3850-N-S2-N	2	2	2		2			1	2		
00221-000687	00221-000688	870-256	870-257	AT-CR-E4200-N-S2-N	2	2	2		2				3		

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

アットグリップAT-Cシリーズもご用意しております。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

購入品(排泄)

たちあっぷ540

矢崎化工 **A B C D E**

商品名	型式	商品コード	TAISコード
両手すり	CKH-03	759601	00055-000300
片手すり	CKH-04	759602	00055-000301

- 手すり間口:両手すり/53.7cm
- 手すり高さ:97~134cm
- ベース:78×74.5cm
- 重量:両手すり/34.4kg、片手すり/28.3kg

<材質>

- ベース部:ステンレス
- 手すり部:イレクター・アルミ合金(ジョイント)
- マット:プラスチック

水平な手すりで、安心して昇降動作が可能になります



両手すり

片手すり

※片手すりは左右対応できます。

〈両手すり〉

〈片手すり〉

レッツバー

パラマウントベッド **A B C D E**

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー 玄関用手すり 片手	ロータイプ	KQ-9501L	758885	00170-001053
	ハイタイプ	KQ-9501H	758895	00170-001055
レッツバー 玄関用手すり 両手	ロータイプ	KQ-9502L	758890	00170-001052
	ハイタイプ	KQ-9502H	758900	00170-001054

- 対応あがりかまち高さ:ロータイプ 0~20cm、ハイタイプ 20~40cm
- 手すり間ピッチ:両手タイプ/51.5cm
- サイズ:ベース部分/80.5×56cm
- 手すり上部/ロータイプ 96~106cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 116~126cm(2.5cm間隔 5段階)
- 手すり下部/ロータイプ 80~90cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 90~100cm(2.5cm間隔 5段階)
- 重量:片手タイプ/ロータイプ 24.2kg、ハイタイプ 24.7kg
- 両手タイプ/ロータイプ 29.2kg、ハイタイプ 30.2kg
- 最大使用者体重:100kg



両手タイプ

〈片手ロータイプ〉

〈片手ハイタイプ〉

〈両手ロータイプ〉

〈両手ハイタイプ〉

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー 手すり 片手	ロータイプ	KQ-9531L	758920	00170-001058
	ハイタイプ	KQ-9531H	758930	00170-001059
レッツバー 手すり 両手	ロータイプ	KQ-9532L	758915	00170-001047
	ハイタイプ	KQ-9532H	758925	00170-001048

- 対応あがりかまち高さ:ロータイプ 3~36cm、ハイタイプ 36~54cm
- 手すり間ピッチ:両手タイプ/56cm
- サイズ:ベース部分/80×87cm
- 手すり上部/ロータイプ 88~126cm(支柱:5cm間隔 5段階)(手すり:4.5cm間隔 5段階)
- ハイタイプ 106~144cm(支柱:5cm間隔 5段階)(手すり:4.5cm間隔 5段階)
- 手すり下部/ロータイプ・ハイタイプ 70~90cm(支柱:5cm間隔 5段階)
- 重量:片手タイプ/ロータイプ 29kg、ハイタイプ 29.4kg
- 両手タイプ/ロータイプ 36.4kg、ハイタイプ 37.2kg
- 最大使用者体重:100kg



両手タイプ

〈片手ロータイプ〉

〈片手ハイタイプ〉

〈両手ロータイプ〉

〈両手ハイタイプ〉

レッツバー コンパクト

パラマウントベッド **A B C D E**

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー コンパクト 玄関用手すり 片手	ロータイプ	KQ-9511L	759030	00170-001186
	ハイタイプ	KQ-9511H	759040	00170-001188
レッツバー コンパクト 玄関用手すり 両手	ロータイプ	KQ-9512L	759035	00170-001187
	ハイタイプ	KQ-9512H	759045	00170-001189

- 対応あがりかまち高さ:ロータイプ 0~20cm、ハイタイプ 20~40cm
- 手すり間ピッチ:両手タイプ/47.5cm
- サイズ:ベース部分/69.5×56cm
- 手すり上部/ロータイプ 96~106cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 116~126cm(2.5cm間隔 5段階)
- 手すり下部/ロータイプ 80~90cm(2.5cm間隔 5段階)、ハイタイプ 90~100cm(2.5cm間隔 5段階)
- 重量:片手タイプ/ロータイプ 22kg、ハイタイプ 22.5kg
- 両手タイプ/ロータイプ 27kg、ハイタイプ 28kg
- 最大使用者体重:100kg



片手タイプ

※片手タイプの手すりは端・中央に設置できます。

〈片手ロータイプ〉

〈片手ハイタイプ〉

〈両手ロータイプ〉

〈両手ハイタイプ〉

あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

型式	商品コード	TAISコード
CKE-01-1	758380	00055-000109

**A B C D E**

- 手すり間口:51.6cm
- 手すり高さ:80~85cm
- ベース:77.3×55.1cm
- 重量:32.8kg



在庫限定

たちあっぷ540

矢崎化工

型式	商品コード	TAISコード
CKH-01	758440	00055-000127

**A B C D E**

- 手すり間口:53.7cm
- 手すり高さ:104~139cm
- ベース:78×74.5cm
- 重量:34.7kg



在庫限定