


レッツボード

パラマウントベッド

| 商品名 | 型式 | 商品コード | TAISコード | 長さ | 高さ | 折りたたみ時の高さ | 重量 |
|-----------|---------|--------|--------------|-------|-------|-----------|--------|
| レッツボード280 | KQ-3328 | 750165 | 00170-001196 | 280cm | 6.3cm | 10.6cm | 17.5kg |
| レッツボード240 | KQ-3324 | 750160 | 00170-001195 | 240cm | 6.1cm | 10.2cm | 12.5kg |
| レッツボード200 | KQ-3320 | 750155 | 00170-001194 | 200cm | | | 10.5kg |
| レッツボード175 | KQ-3317 | 750150 | 00170-001193 | 175cm | 5.1cm | 8.2cm | 9kg |
| レッツボード150 | KQ-3315 | 750145 | 00170-001192 | 150cm | | | 7kg |
| レッツボード125 | KQ-3312 | 750140 | 00170-001191 | 125cm | | | 6kg |
| レッツボード100 | KQ-3310 | 750135 | 00170-001190 | 100cm | | | 5kg |

●総幅:68cm(有効幅65cm) ●耐重量:300kg ●材質:表面/FRP、芯材/発泡材、フチ部/アルミ・合成ゴム




車いす用スロープ

レッツボード

車いすが通過できるように
段差を解消します
住宅環境にマッチしやすい
モノトーンカラー



- 軽量で丈夫、安心して通過でき、持ち運びも簡単です
- 使用する場所に合わせて選べる7サイズのラインナップ
- コンパクトサイズ(総幅68cm、有効幅65cm)で、折りたたんで持ち運べます



●レッツボード/段差の目安表

| 使用状況 | 型式 | | KQ-3310 | KQ-3312 | KQ-3315 | KQ-3317 | KQ-3320 | KQ-3324 | KQ-3328 |
|-------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | スロープの長さ/cm | 段差/cm | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 240 | 280 |
| 自力走行 | 5° | 段差/cm | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 24 |
| 介助者必要 | 10° | 段差/cm | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 42 | 49 |
| 最大 | 14° | 段差/cm | 24 | 30 | 36 | 43 | 49 | 59 | 69 |

テレスコピックスロープ



パシフィックサブライ

| サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード | 使用範囲 | 重量(1本) | 耐重量(1組) |
|-------|----------|--------|--------------|-----------|--------|---------|
| 282cm | 18440005 | 750280 | 01087-000060 | 116~282cm | 8.2kg | 250kg |
| 193cm | 18440004 | 750285 | 01087-000059 | 87~193cm | 6.5kg | 300kg |

●幅:スロープ内側17cm/スロープ外側23.5cm ●スライド箇所:2箇所
●材質:アルミニウム(アルマイト加工)

耐久性・安全性に優れたスロープ

アルマイト加工された一体成型のアルミニウム製です。
パンチング加工により軽量化されました。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排処理蓋

購入品(入浴)

購入品(排泄)

ダンスロープエアー 2

ダンロップホームプロダクツ

| サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード | 重量 |
|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 285cm | R-285Z | 750220 | 00532-000048 | 約11.5kg |
| 255cm | R-255Z | 750215 | 00532-000049 | 約10.5kg |
| 230cm | R-230Z | 750210 | 00532-000050 | 約9.6kg |
| 205cm | R-205Z | 750205 | 00532-000051 | 約8.5kg |
| 165cm | R-165Z | 750200 | 00532-000052 | 約7kg |
| 125cm | R-125Z | 750195 | 00532-000053 | 約5.7kg |
| 85cm | R-85Z | 750190 | 00532-000054 | 約4.3kg |

●幅: 285・255・230・85cm / 69.6cm
205・165・125cm / 69.4cm
●耐重量: 300kg

安全性の確保

側壁で脱輪を軽減。
保護用ゴムの採用で折りたたみ時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。



軽くて持ち運びやすく、狭い間口にも対応

- 業界最軽量クラス
- 様々な間口に対応 (有効幅69cm)
- 乗り上げ時の衝撃を低減



<285cm>



<255cm>



<230cm>



<205cm>



<165cm>



<125cm>



<85cm>



ダンスロープエアー・ケアスロープもご用意しております。

●ダンスロープエアー 2 / 段差の目安表

| 使用状況 | 型式 | R-85Z | R-125Z | R-165Z | R-205Z | R-230Z | R-255Z | R-285Z |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | スロープの長さ / cm | | 85 | 125 | 165 | 205 | 230 | 255 |
| 自力走行 | 5° 段差 / cm | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
| 介助者必要 | 10° 段差 / cm | 13 | 20 | 26 | 33 | 37 | 41 | 46 |
| 最大 | 14° 段差 / cm | 20 | 30 | 40 | 50 | 56 | 62 | 70 |

ダンスロープミニ

ダンロップホームプロダクツ


| 高さ | 型式 | 商品コード | TAISコード | 有効幅 | 奥行 |
|-------|---------|--------|--------------|------|--------|
| 6.0cm | R-7660M | 750175 | 00532-000047 | 62cm | 20cm |
| 5.5cm | R-7655M | 750170 | 00532-000046 | 62cm | 20cm |
| 5.0cm | R-7650M | 750130 | 00532-000045 | 62cm | 20.6cm |
| 4.5cm | R-7645M | 750125 | 00532-000044 | 64cm | 18.1cm |
| 4.0cm | R-7640M | 750120 | 00532-000043 | 66cm | 16.1cm |
| 3.5cm | R-7635M | 750115 | 00532-000042 | 68cm | 14.1cm |
| 3.0cm | R-7630M | 750110 | 00532-000041 | 65cm | 12.1cm |
| 2.5cm | R-7625M | 750105 | 00532-000040 | 67cm | 10.1cm |
| 2.0cm | R-7620M | 750100 | 00532-000039 | 69cm | 8.1cm |
| 1.5cm | R-7615M | 750095 | 00532-000038 | 71cm | 6.1cm |
| 1.0cm | R-7610M | 750090 | 00532-000037 | 73cm | 4.1cm |

●全幅: 76cm ●勾配: 1.0~5.0cm / 14°、5.5cm / 15°、6.0cm / 16° ●耐重量: 120kg

小さな段差による“つまずき”を防止
安定性とメンテナンス性に優れたスロープです

高さは1.0cmから6.0cmまで11段階
屋内から屋外までの使用用途に合わせて
幅広く選べるスロープです

屋内・屋外 兼用



<6.0cm>



<5.5cm>



<5.0cm>



<4.5cm>



<4.0cm>



<3.5cm>



<3.0cm>



<2.5cm>



<2.0cm>



<1.5cm>



<1.0cm>



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。ヒヤヒヤどきどきの動作では、危険で長続きしません。本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。

移動用リフト

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排処理装置

購入品（入浴）

購入品（排泄）

安楽に座れる。
立ちあがりをサポートする。
パラマウントベッドの
電動リフトアップチェア「リフミア」は、
ベッドから出て自分らしい時間を過ごす
お手伝いをします。

そこに、あなたが
いるのがうれしい。



as human, for human
PARAMOUNT BED

リフミア Lifmia

電動リフトアップチェア

POINT 1

長時間、
安楽に過ごすために

くつろげる座り姿勢を


座ったとき上体を預けやすいように、背もたれは115° 傾斜させています。
また、腕を動かしやすいように、背もたれの高さは肩甲骨の下までとしています。

姿勢が安定しやすい座面を

お尻がずれにくく姿勢が安定しやすいように、座面を12° 後傾させています。
前座高は40.5cm、高齢者に配慮した少し低めの設計です。

ゆとりのある座面幅を

窮屈さを感じにくくリラックスできるように、また、姿勢の自由度を高められるように、座幅少し広めの47cmとしています。



POINT 2

負担が少なく、
安全に、立ちあがるために

操作が簡単な高さ調節機能を

肘掛けに手を置いたまま高さ調節のスイッチを操作できます。座面は56cmまで上昇して立ちあがりをサポートします。上昇したときの座面の角度はほぼ水平で、滑り落ちの予防に配慮しています。また、足を引いて立ちあがりやすくなるように、足元に空間を設けています。

リフトアップチェア リフミア

パラマウントベッド

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|--------|--------|--------------|
| KD-863 | 736130 | 00170-001664 |

- サイズ：幅60.4×奥行68.8×高さ74.5cm
- 重量：20.5kg
- 座面角度：-12~1°（動作量13°）
- 座面高さ：40.5~56cm
- 電源：AC100V、50/60Hz
- 消費電力：130.5W
- 最大使用者体重：100kg
- 上昇時間：20秒（最低座面高から最高座面高までの所要時間）

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



as human, for human
PARAMOUNT BED



パラマウントベッドなら
リフト移乗が、もっとやさしくなります。

ベッド設置式リフト

Elevao
エ レ ベ オ

エレベオ KQ-788L パラマウントベッド

A B C **D** E

商品コード TAISコード
734150 00170-001544

●サイズ：全幅162×全長216×全高210cm
●重量：78kg ●耐荷重：100kg




非課税

ご本人様に、安心感を。介護する方に、かんたんな操作性を。
パラマウントベッドのベッド設置式電動介護リフト

ご本人様の目線の高さや姿勢の変化を抑えて、不安感の軽減に配慮しています。

エレベオの手元スイッチではハンガーのあげ下げとベッドの高さ調節*がおこなえます。ベッドの高さ調節を使えば、ご本人様の目線の高さを変えずに吊り上げられます。




手元スイッチ

ハンガーのあげ下げとベッドの高さ調節*がおこなえます。ハンガーに掛けたまま操作できるので、持ち替えることなく、ご本人様から手を離さずにスムーズに作業できます。

*適合する電動ベッドの高さ調節が操作できます。




ご本人様を揺れにくくするために、ハンガーをあげ下げするときにスイングしない垂直昇降方式を採用しています。また、ご本人様に威圧感を与えにくいように、昇降ユニットを動かさずにハンガーだけを昇降させる方式としています。




お部屋に合わせて、ベッドに合わせて利用できます。
※足側に使用できないベッドがあります。詳しくは、お問い合わせください。

6畳間に設置した場合*



4畳半間に設置した場合*



*レギュラーサイズベッドの場合。



足側（左側へ離床）に設置

足元スッキリ、作業のしやすさと安全性に配慮しています。

※ベッドの高さは7cm高くなります。



パラマウントベッドなら、ご本人様の姿勢変化が少ない、やさしいリフト移乗が可能です。

ベッドと車椅子の機能を有効に活用できます。

パラマウントベッド独自の背あげ機能ラクリアモーションを搭載した介護用ベッドとティルト機能付きの車椅子を使用して、それぞれの角度を合わせておくことで、よりご本人様の姿勢変化が少なく、からだにやさしいリフト移乗を実現できます。



エレベオを使用したリフト移乗を動画でご覧いただけます。



スリングシート ハイバックタイプ

頭部の支持を必要とする方に適しています。

| 商品名 | サイズ | 型式 | TAISコード | 希望小売価格 |
|-------------|----------------|---------|--------------|--------------|
| 脚分離型 KQ-T58 | Lサイズ 155~165cm | KQ-T58L | 00170-000856 | 66,000円 (税別) |
| シート型 KQ-T56 | Mサイズ 145~160cm | KQ-T56M | 00170-000854 | 51,700円 (税別) |

●材質：ポリエステル・ナイロン ●使用者体重：120kgまで

スリングシート ミドルバックタイプ

体幹の支持を必要とする方に適しています。

| 商品名 | サイズ | 型式 | TAISコード | 希望小売価格 |
|-------------|----------------|---------|--------------|--------------|
| 脚分離型 KQ-T57 | Mサイズ 145~160cm | KQ-T57M | 00170-000855 | 55,000円 (税別) |

●材質：ポリエステル・ナイロン ●使用者体重：120kgまで



介護保険対応 購入

※スリングシートは、購入品となります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄装置

購入品（入浴）

購入品（排泄）

床走行式電動介護リフト

パラマウントベッド

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|--------|--------|--------------|
| KQ-781 | 734005 | 00170-000695 |

- サイズ: 全幅65~106×全高131~205×奥行130cm
- 重量: 38kg ●耐荷重: 205kg



設置工事が不要な床走行式
剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製



移乗サポートロボット Hug (ハグ) **NEW**

FUJI

A B C D E

| 商品名 | 型式 | 商品コード | TAISコード | 重量 |
|---------|------------|--------|--------------|------|
| Hug L1H | L1-01 (H2) | 734155 | 01666-000010 | 30kg |
| Hug T1H | T1-02 (H2) | 734160 | 01666-000009 | 35kg |

- サイズ: L1-01 (H2) / 全長88×全幅55×全高85~120cm
- T1-02 (H2) / 全長95×全幅62×全高88~135cm
- 最大使用者体重: 100kg

<バッテリー>

- 型式: 鉛蓄電池
- 定格電圧: DC24V
- 充電時間: 8時間
- 最大使用回数: 100回 (使用環境による)



スリングシート
不要



らくらく介護、始めませんか?

ハグらしく簡単操作

①ハグに寄りかかる



②上体を起こす



③便座に座る



(L1-01 (H2))



(T1-02 (H2))



POINT 1

準備・操作が簡単
スリングシート不要で
使いたいときにサッと準備ができます
どなたでも簡単操作

POINT 2

安心・安全
安定した姿勢保持を実現
100kgの方まで軽々移乗

Hug (ハグ)
商品説明動画 (LP)



独立宣言 スマート DSSM コムラ製作所

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 736120 | 00088-000024 |

- サイズ: 幅51×高さ65.5×奥行76cm
- 重量: 29kg ●耐荷重: 80kg
- ストローク: 49cm ●座面高さ: 9~58cm
- 昇降速度: 17mm/sec

コンパクトだから
圧迫感のない独立宣言

「腰・ひざに負担をかけずに
立ち座りしたい…」
そんな望みを
かなえます



独立宣言暖らん DSDAR コムラ製作所

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 990576 | 00088-000021 |

- サイズ: 幅58~64×高さ97.5×
 奥行99.5~116cm
- 重量: 58kg
- 耐荷重: 80kg
- ストローク: 41cm
- ストローク (前後): 16.5cm
- 座面高さ: 16~57cm
- 昇降速度: 13mm/sec



リクライニング
●リクライニング角度:
95~120°

独立宣言 リクライニング DSREC コムラ製作所

A B C D E

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 736075 | 00088-000015 |

- サイズ: 高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
- 重量: 45kg
- 耐荷重: 100kg
- ストローク: 41.5cm
- 座面高さ: 16~57.5cm
- 昇降速度: 16mm/sec



リクライニング
●リクライニング角度:
30° (105°~135°)

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

95

RiseAtlas (ライズ・アトラス) パラマウントベッド



RiseAtlas

問い合わせ商品

ご使用環境に合わせて、2つのかたちからお選びいただけます。



Atlas Line / アトラスライン (直線レールタイプ)

垂直昇降と横移動のシンプルな動きなので、初めての方でも容易に操作が行えます

商品コード: 810608 TAISコード: 01540-000001

- サイズ: 幅200~400×奥行100×高さ231.5cm
- 重量: 38~48kg
- 最大吊上体重: 138kg
- ※工事費・諸経費が別途かかります。

製造元: HandiCareAB
輸入元: パラマウントベッド



非課税

スリングシート: 各種をご用意しております。(購入商品)


Atlas Cross / アトラスクロス (面移動タイプ)

ラインよりも移動範囲が広く、4本の支柱内であれば縦横無尽に移動が可能です

商品コード: 810609 TAISコード: 01540-000002

- サイズ: 幅200~400×奥行200~400×高さ227.5cm
- 重量: 74~115kg ●最大吊上体重: 138kg
- ※工事費・諸経費が別途かかります。

製造元: HandiCareAB
輸入元: パラマウントベッド



非課税

ご発注時には、在庫/納期のお問い合わせをお願いいたします。

つるべ F2Rセット

モーター



商品コード: 734060 TAISコード: 00229-000016

- サイズ: 支柱高さ185~240cm
- 耐荷重: 100kg

脱衣室から浴室へ…
トイレでも

※画像は、安楽キャリーBタイプ(分離型)を使用した場合です。



非課税

つるべF1セットもご用意しております。



スリングシート: 各種をご用意しております。(購入商品)

つるべ Bセット

モーター



商品コード: 734055 TAISコード: 00229-000005

- サイズ: 支柱高さ155×アーム最上端高さ205cm
- 耐荷重: 100kg

ベッドからの
移乗に



非課税



つるべ G2Rセット

モーター



商品コード: 734085 TAISコード: 00229-000017

- 耐荷重: 100kg
- サイズ: ベース高さ68.5×幅9cm
回転部20cm
- 重量: 18.8kg

※地域によっては対応が
できない場合がございます。



非課税

つるべG1セットもご用意しております。



つるべ U2Rセット

モーター



商品コード: 734095 TAISコード: 00229-000019

- 耐荷重: 100kg
- サイズ: ベース35×35cm
回転部30、40cm
柱高110、135、160cm
- 重量: 40.4kg

※地域によっては対応が
できない場合がございます。



非課税

つるべU1セットもご用意しております。



※設置の可否については、採寸図と写真データが必要になります (つるべF1、G1、U1、F2R、G2R、U2Rセット同様)。
貸与の可否については、お住まいの市区町村にご確認ください。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

車いす用電動昇降機 UD-330 **NEW**

いうら

A B C D E


商品コード TAISコード
740160 00084-000150

- サイズ：直進乗り込み仕様 / 全長150×全幅93×全高96.5～156cm
L字乗り込み仕様 / 全長123×全幅121.5×全高96.5～156cm
- 材質：スチール、ステンレス
- 昇降範囲：5.5～65cm
- 重量：98kg
- 耐荷重：150kg
- コード長さ：4m

1台で、直進乗り込みにもL字乗り込みにも
組替ができるようになりました

設置面積(目安)
【直進仕様】
全幅94cm以上
全長255cm以上
【L字仕様】
全幅222cm以上
全長127cm以上

定員
1名



直進乗り込み仕様

L字乗り込み仕様

おすすめポイント 車いす用電動昇降機 UD-330

門型形状マスト

Point 1
2本の昇降マストにより揺らぎを低減します。

Point 2
L字乗り込みの場合、駆動部の間に車いすのフトサポートを入れることで前進方向から乗り込むことが可能です。



ガード・ガイドポールカバー

Point 1
車いす落下防止ガードで脱輪を防ぎます。

Point 2
ガイドポールにカバーを採用しました。ポールを守り、ネジの緩みを防止します。



レバー操作が簡単

Point 1
レバー操作を本体内側に収め、設置時に段差側の開口寸法に影響しなくなりました。

Point 2
レバーを大きくすることでどこからでも操作しやすい設計になりました。



挟み込み防止機能

Point
テーブルの下面に障害物があると下降を停止します。



車いす用電動昇降機 UD-320CS

いうら

商品コード TAISコード
740080 00084-000093

- サイズ：全長145.5×全幅93×全高114～174.5cm
- 材質：スチール・ステンレス・アルミ合金
- 昇降範囲：5.5～65cm
- 重量：75kg
- 耐荷重：150kg
- コード長さ：4m

A B C D E

設置面積(目安)
全幅93cm以上
全長250cm以上
定員
1名

直進乗り込みタイプ



在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-320CL

いうら

商品コード TAISコード
740085 00084-000094

- サイズ：全長126×全幅129×全高114～174.5cm
- 材質：スチール・ステンレス・アルミ合金
- 昇降範囲：5.5～65cm
- 重量：79kg
- 耐荷重：150kg
- コード長さ：4m

A B C D E

設置面積(目安)
全幅230cm以上
全長130cm以上
定員
1名

L字乗り込みタイプ



在庫限定

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位交換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動掃除装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

テクノリフター

新光産業




※設置床面: 要コンクリート

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|------------|--------|--------------|
| TDK045SS | 810623 | 00447-000012 |
| TDK085SS | 810625 | 00447-000019 |
| TDK065SS-B | 810807 | 00447-000023 |
| TDK065SS | 810624 | 00447-000013 |
| TDK100SS | 810626 | 00447-000014 |



TDK085SS

TDK065SS-B



TDK065SS



TDK100SS

最小高さ 65mm



<TDK045SS>

<TDK085SS>

<TDK065SS-B>

<TDK065SS>



<TDK100SS>



設置環境に合わせ、乗込方法を自由設定。

直進型

L字型



※環境により、設置スペースが異なる場合がございます。

| 機種 | 揚程 (mm) | 最小高さ (mm) | 最大積載量 (kg) | 本体重量 (kg) | テーブル寸法 W(mm)×D(mm) | 駆動式 | 電源 |
|------------|---------|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | |
| TDK045SS | 470 | 55 | | 90 | 930×1,000 | 電動・チェーン巻き | AC100V 90W |
| TDK065SS | 670 | 55 | | 115 | 1,100×1,200 | 電動・チェーン巻き | |
| TDK065SS-B | 670 | 60 | | 140 | 1,100×1,200 | 電動・チェーン巻き | |
| TDK085SS | 850 | 60 | | 140 | 1,150×1,200 | 電動・チェーン巻き | |
| TDK100SS | 1,065 | 65 | | 155 | 1,150×1,200 | 電動・チェーン巻き | |

| 機種 | 直進型 | | | | L字型 | | | |
|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------------|-------|-----------|-------|
| | 屋内ブリッジ設定 | | 屋内ブリッジ未設定 | | 屋内ブリッジ設定 | | 屋内ブリッジ未設定 | |
| | 全幅 | 全長 | 全幅 | 全長 | 全幅 | 全長 | 全幅 | 全長 |
| TDK045SS | 1,030 | 1,400 | 1,030 | 1,300 | ※ TDK045SSの設定なし | | | |
| TDK065SS | 1,200 | 1,620 | 1,200 | 1,530 | 1,270 | 1,550 | 1,190 | 1,550 |
| TDK065SS-B | 1,200 | 1,635 | 1,200 | 1,545 | 1,270 | 1,550 | 1,190 | 1,550 |
| TDK085SS | 1,260 | 1,650 | 1,260 | 1,560 | 1,350 | 1,575 | 1,240 | 1,575 |
| TDK100SS | 1,210 | 1,650 | 1,210 | 1,540 | 1,310 | 1,550 | 1,190 | 1,550 |

※TDK065SS/065SS-Bの納入商品は、メーカーの在庫状況により変更となる場合がございます。

特殊覆台

特殊覆台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排処理装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

バスリフト／バスリフト アームレスト乗越えキット付 **NEW**

TOTO

A B C D E

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|----------|--------|--------------|
| EWB101RS | 738005 | 00187-000247 |

〈バスリフト アームレスト乗越えキット付〉

| 型式 | TAISコード | セット内容 |
|-------------|--------------|--|
| EWBS101RS-1 | 00187-000250 | バスリフト本体 738005 + アームレスト乗越えキット 738002 |

| 型式 | 商品コード |
|----------------------|--------|
| アームレスト乗越えキット EWP107R | 738002 |

- サイズ：全幅64.5～76×全高15×奥行57.5cm
- 重量：20kg
- 耐荷重：35～100kg
- 昇降速度（※100kgf負荷時）
上昇：12mm/sec 下降：20mm/sec



※地域によっては対応ができない場合もございます。

〈バスリフト〉



〈バスリフトアームレスト乗越えキット付〉



※バスリフト本体+アームレスト乗越えキット

簡単に取り外せるので、ご家族の入浴時のジャマになりません

ひとりで立ち座りが
できない方

介助者への負担が少なく、
気軽に入浴を楽しめます。

浴槽をまたいでの
立ち座りが不安な方

バスリフトに座ったまま
入浴でき安心です。

ひざや腰を
曲げるのがツライ方

電動で昇降するので、膝や
腰への負担がかりません。



※お一人での使用はできません。必ず介助者がついて使用してください。

サービスコード（自動排泄処理装置） 介護給付：171013 / 予防給付：671013

自動排泄処理装置

スカットクリーン

パラマウントベッド

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|--------|--------|--------------|
| KW-65H | 758400 | 00170-000707 |

- 寸法：幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
- 重量：5kg（尿タンクが空のとき）
- ※尿タンク・ブラシ入れは含まれません。



本体
KW-65H



男性用セット
（本体+男性用レシーバーセット）



女性用セット
（本体+女性用レシーバーセット）

レシーバーをあてがい排尿すると、
自動的に尿を吸引します

介護保険対応 レンタル



介護保険対応 購入

介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは
購入対象となります

| 商品名 | 型式 | 商品コード | TAISコード | 希望小売価格 |
|-----------------|----------|--------|--------------|-----------------|
| 男性用 レシーバーセット | KW-65MRT | 203630 | 00170-000708 | 22,000円 （税込） |
| 女性用 レシーバーセット | KW-65WRT | 203640 | 00170-000709 | 25,300円 （税込） |

男性用
レシーバーセット



アタッチメント

※アタッチメント・尿タンク・ブラシ入れが付属します。

女性用
レシーバーセット



ハンドル

※ハンドル・尿タンク・ブラシ入れが付属します。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理装置

購入品（入浴）

購入品（排泄）

購入品（入浴）

購入品（排泄）

購入品（入浴）

購入品（排泄）

99