

フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52072	720035	00170-000694

●ウエストサイズ：70～120cm



イージーグライド M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29036	720000	00170-000570

●サイズ：長さ60×幅33cm ●重量：0.89kg
●材質：ポリエチレン ●橋渡しする距離：10cm以下
●ボードの両端：15cm以上



ターンテーブルハードS

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52044	720120	00170-000706

●サイズ：直径380mm
●重量：1.1kg
●材質：ABS樹脂
●最大使用者体重：135kg

移乗時の方向転換に



フレックスボード

ラックヘルスケア

A B C D E

商品コード	TAISコード
720110	00245-000151

●サイズ：長さ110×幅50cm
●重量：1.63kg
●材質：ポリエステル・ポリエチレン
●最大使用者体重：160kg

寝た状態のまま、ベッドからストレッチャー、リクライニング・チルト車いすへの移乗ができるマルチなボード



折りたたみ時

リーパッド・プラス

パラマウントベッド

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KZ-662011	756180	00170-001177

●サイズ：全体 / 幅45×奥行42×高さ40cm
頭部パッド / 幅24×奥行7×高さ14cm
背部パッド / 幅45×奥行13×高さ24cm
専用ベルト / 幅150×奥行0.2×高さ15cm
●重量：約2.1kg
●材質：プラスチック部 / PP・PC・POM
クッションカバー / 専用ベルト / 人工合成
クッション内部 / ポリエチレン、パイプ / マグネシウム合金

仰臥位から側臥位への体位変換をその場で容易に行えます



ペンギンサポート

パラマウントベッド

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713

●寸法：全長約163×全幅約48cm ●重量：約0.3kg
●材質：本体 / ナイロン（撥水加工）、中板 / ポリエチレンフォーム
面ファスナー / ポリエステル、ビニールバック / ポリ塩化ビニル
●最大使用者体重：138kg



※地域によっては対応ができない場合もございます。

ナーセントパットA (3ピース) NP

アイ・ソネックス

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

●サイズ：(大ピース) 全幅40×全高10×奥行40cm
(小ピース) 全幅40×全高10×奥行20cm
●重量：(大ピース) 0.85kg
(小ピース) 0.45kg×2 計1.75kg
●材質：低反発性高密度特殊ウレタン

●体位変換
●良肢位の保持
●床ずれ部位の除圧

A B C D E



※地域によっては対応ができない場合もございます。

M-able シート

ヒトラボ

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
MS-1	756260	01908-000023

●サイズ：幅160×長さ130cm
●重量：0.16kg
●材質：ナイロン100%

シートが滑ることで、少ない力で療養者を動かすことができ療養者や介助者の負担を減らすことができます。



少ない力でカンタンに！ラクに！



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排泄処理器

購入品（入浴）

購入品（排泄）

ロンボポジショニング ピロー&クッション (清拭防水カバー付)

ケーブ **A B C D E**

タイプ	商品コード	TAISコード
ロンボポジショニングクッション RM1-H 清拭防水カバーセット	756285	00206-000152
ロンボポジショニングクッション RM2-H 清拭防水カバーセット	756290	00206-000153
ロンボポジショニングクッション RM4-H 清拭防水カバーセット	756295	00206-000154
ロンボポジショニングクッション RM6-H 清拭防水カバーセット	756280	00206-000155
ロンボスネーククッション 清拭防水カバーセット	756300	00206-000156

ドイツのテクノロジーを凝縮したピロー&クッション
持ち手を使い、介助者が楽に体位変換できます

RM1-H / ●寸法: 65×75cm (ハンドル部除く) ●重量: 約0.7kg
 RM2-H / ●寸法: 本体40×80cm、フラップ部20×80cm (ハンドル部除く) ●重量: 約0.8kg
 RM4-H / ●寸法: 30×65cm (ハンドル部除く) ●重量: 約0.4kg
 RM6-H / ●寸法: 62×65×15cm (ハンドル部除く) ●重量: 約1.9kg
 スネーククッション / ●寸法: φ20×220cm ●重量: 約1.6kg

●材質:
 表側地/綿50%、ポリエステル50%、
 中身/ロンボメッド(ポリウレタンスベット50%、ポリプロピレンビーズ50%)
 ※ RM6-Hのみ 内部ウレタンフォーム(ポリウレタンフォーム)



清拭防水カバー



ロンボポジショニング
ピロー&クッション
商品説明動画



<RM1-H>	<RM2-H>	<RM4-H>	<RM6-H>	<スネーククッション>

エニモ Rモデル (清拭防水カバー付)

ケーブ **A B C D E**

タイプ	商品コード	TAISコード
エニモ R600タイプ 清拭防水カバーセット	756305	00206-000150
エニモ R800タイプ 清拭防水カバーセット	756310	00206-000151

R600タイプ / ●寸法: 約30×60cm (ハンドル部除く) ●重量: 約0.75kg
 R800タイプ / ●寸法: 約30×80cm (ハンドル部除く) ●重量: 約0.95kg
 ●材質: 表側地/ポリエステル80%、綿20%、中身/ポリウレタンフォーム100%

リバーシブル構造で
30度側臥位に最適な
体位変換器



下肢を支える
スリット面

背中を支える
フラット面



R600タイプ

R800タイプ



清拭防水カバー

エニモ
商品説明動画



<R600タイプ>	<R800タイプ>

①リバーシブル構造で、
上半身にも下半身にも
使用できます。

②上半身を1本で支えられる
ので、枕を2つ用意する必
要がなく、経済的です。



③スリット構造で、背中を
乗せるだけでクッション
が傾いてきれいに角度
が保持できます。



M-able クッション 清拭タイプ

ヒトラボ

A B C D E

効果的、快適性、使いやすさ、衛生的…
手放せないクッションです

型式	商品コード	TAISコード
MC-D	756230	01908-000001
MC-I	756235	01908-000003
MC-J	756240	01908-000005
MC-W	756245	01908-000007
MC-S1	756250	01908-000009
MC-S2	756255	01908-000011
MC-Q	756270	01908-000035
MC-U	756275	01908-000036



<MC-D>	<MC-I>	<MC-J>	<MC-W>
<MC-S1>	<MC-S2>	<MC-Q>	<MC-U>

MC-D / ●寸法: 80×80cm ●重量: 2.4kg
 MC-I / ●寸法: 33×230cm ●重量: 2.6kg
 MC-J / ●寸法: 120×40 (60) cm ●重量: 1.8kg
 MC-W / ●寸法: 70×85cm ●重量: 1.9kg
 MC-S1 / ●寸法: 40×80cm ●重量: 1.6kg
 MC-S2 / ●寸法: 25×60cm ●重量: 0.5kg
 MC-Q / ●寸法: 70×75cm ●重量: 2.3kg
 MC-U / ●寸法: 50×50cm ●重量: 0.8kg
 ●材質: 中材/ポリプロピレン・ポリエチレン
 内カバー/ナイロン・ポリウレタン
 外カバー/ポリエステル・綿

バナナフィット

パラマウントベッド



持ちやすいグリップで体位変換をサポート
そのままご本人様の姿勢を保持できます


タイプ	サイズ	型式	商品コード	TAISコード
通気	L	KE-P111T	756185	00170-001182
	M	KE-P112T	756190	00170-001181
	S	KE-P113T	756195	00170-001180
清拭	L	KE-P111S	756200	00170-001185
	M	KE-P112S	756205	00170-001184
	S	KE-P113S	756210	00170-001183



カバーには、使い方がわかりやすいようにイラストがプリントされています。
※L・Mサイズのみ



Lサイズ／ ●寸法：全長140×全幅42cm ●重量：通気／1kg、清拭／1.2kg
Mサイズ／ ●寸法：全長109×全幅31cm ●重量：通気／0.6kg、清拭／0.7kg
Sサイズ／ ●寸法：全長46×全幅21cm ●重量：通気・清拭／0.2kg
●材質：詰め物／ポリウレタンフォーム100%（難燃仕様）、側地／ポリエステル100%（難燃仕様）
●最大使用者体重：138kg



〈通気／Lサイズ〉	〈通気／Mサイズ〉	〈通気／Sサイズ〉
〈清拭／Lサイズ〉	〈清拭／Mサイズ〉	〈清拭／Sサイズ〉

サービスコード（認知症老人徘徊感知機器） 介護給付：171011 / 予防給付：671011

徘徊感知機器

見守りSENSE α

パラマウントベッド

見守りSENSE α（赤外線センサータイプ）

型式	TAISコード	セット内容
NN-3321	00170-001213	赤外線センサー×1+受信機×1
NN-3341	00170-001350	赤外線センサー×1+受信機×1+送信機（中継機）×1

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用赤外線センサー	991331	00170-001212
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機（中継機）	991159	00170-000911

●サイズ：13.5×φ4.5cm ●検知範囲：0.5・1.0・1.5m
●（赤外線センサー）電源：単3電池2本・電源ケーブル（AC100V）
●（受信機）電源：充電電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
●（送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
※赤外線センサーは送信機能を内蔵しているため、別途、送信機を用意する必要はありません。

赤外線センサー
目的に合わせてベッドやドアに設置できる台座（マグネット）とアタッチメント（クランプ）が付属。検知時に点灯する照明機能も利用可能。



赤外線センサーをベッドやドアなどに取り付けて、起き上がりや離床、特定の場所への移動を検知、無線で受信機にお知らせします

〈NN-3321〉	〈NN-3341〉
-----------	-----------

検知範囲 0.5・1.0・1.5m(見通し)

見守りSENSE α（フロアタイプ）

型式	TAISコード	セット内容
NN-3221	00170-000908	フロアシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×1
NN-3231	00170-000909	フロアシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用フロアシート	991157	00170-000907
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機（中継機）	991159	00170-000911

●サイズ：全幅100×全長50×全高0.6cm
●（受信機）電源：充電電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
●（送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
●最大使用者体重：138kg

通達距離 約100m(見通し)

使用者のベッドからの離床または特定の場所（居室の入口、トイレ、玄関など）への移動を検知します

〈NN-3221〉	〈NN-3231〉
-----------	-----------

見守りSENSE α（ベッドタイプ）

型式	TAISコード	セット内容
NN-3121	00170-000905	ベッドシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×1
NN-3131	00170-000906	ベッドシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用ベッドシート	991156	00170-000904
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機（中継機）	991159	00170-000911

●サイズ：全幅78×全長28×全高0.8cm
●（受信機）電源：充電電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
●（送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
●最大使用者体重：138kg

通達距離 約100m(見通し)

ベッド上での使用者の起き上がりを検知します

〈NN-3121〉	〈NN-3131〉
-----------	-----------

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。